

Lift Care Sheet

リフトケアシート (救護用マット)



AEDは救護用マットとセットで！緊急時、安心の備えを！

【生地：ソフト・メッシュ】



【持ち手】

【AEDと組合わせた用途】

- ・救護者を安静に横たえ、衛生面に配慮した簡易救護マットとして使用。
- ・上半身の下に敷いてマッサージの時、床面との緩衝材として使用。
- ・簡易枕や掛布の代用として使用。
- ・安全な場所への搬送用簡易担架として使用。



【特徴】

- ・ストレッチャーと異なりシート形状なのでコーナーやエレベーター等の狭小箇所でもスムーズな搬送が可能です。
- ・強度に優れた安全設計で両サイドに搬送用持ち手(8カ所)が付いています。
- ・抗菌素材を採用したソフトな肌触りで、冷たい床面への冷感対策にもなります。
- ・軽量で収納性に優れ、メッシュタイプで洗濯もでき、速乾性にも優れています。



車椅子や浴槽などへの移乗用シートとしても使われています。

| 商品名 | 商品コード | 型式品番 | サイズ(mm) | 最大使用荷重 | 重量 | TAISコード |
|----------|----------|--------------|-----------|--------|------|-------------|
| リフトケアシート | 09080157 | YS-908-01-01 | 600×1,100 | 100kg | 300g | 01569-00001 |

⚠ 注意事項

・要介護者を持ち上げて移乗を行う際は、必ず2名以上で持ち手を持ってご使用下さい。

商品についてご意見やご不明な点がございましたら、下記宛までご連絡下さい。



ヨツギ株式会社

URL

<http://www.yotsugi.co.jp>

本社／大阪支店 大阪市西区立売堀4-5-21 TEL:06(6532)0161(代)
本社／東京支店 東京都中央区京橋2-6-13 TEL:03(3563)5611(代)
名古屋支店 名古屋市中区泉3-28-8 TEL:052(931)2551(代)
広島支店 広島市中区住吉町19-10 TEL:082(247)2678(代)
九州支店 福岡市南区大楠3-4-7 TEL:092(526)6111(代)

仙台営業所 仙台市宮城野区宮千代3-9-2 TEL:022(235)0288(代)
横浜営業所 横浜市磯子区磯子3-4-5 TEL:045(754)1781(代)
北陸営業所 富山市布瀬本町12-12 TEL:076(493)7767(代)
四国営業所 高松市東山崎町462-1 TEL:087(847)2022(代)

※改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。

※当カタログの記載内容は2016年2月現在のものです。